Panasonic®

添付文書 取扱説明書 プチリフレ



品番 EW-NA52

> 医療機器認証番号 223AKBZX00165000



本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には

本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し

ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749-26-7890

ください。詳細は裏面をご参照ください。

本体 1年間

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、

- まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●で使用前に「安全上ので注意」(2~5ページ)

を必ずお読みください。 ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」

などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

上げの販売店にこ

保証期間

お買い上げ日

お名前

住所・販売店

雷.

お

保管用 | 保証書付き

2012年1月1日作成(新版様式第1版)

W9030NA522 S0711-1012 Printed in Japan

保証とアフターサービス(よくお読みください) **Panasonic** 持込修理 使いかた・お手入れ・ 修理などは エアーマッサージャー 保証書

■まず、お買い求め先へ ご相談ください ▼お買い上げの際に記入されると便利です

必ず守る

販売店名 雷話(お買い上げ日

月 修理を依頼されるときは 「こんな異常を感じたら」(P.11)でご確認のあと、直らないときは、

まずACアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。 ●製 品 名 エアーマッサージャー ●品 番 FW-NA52

●故障の状況 できるだけ具体的に ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい ただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させて いただきます。 ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用 ※ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このエアーマッサージャーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 弘和 0120-878-365

安全上のご注意 ~必ずお守りください~

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ●ご使用の前には、必ず布地が破れていないか確認する。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 ● 小さな破れでも、直ちに使用を中止し、AC アダプターを

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 実行しなければならない内容です。 してはいけない内容です。

●医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ

- (1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい 体内植込み型医用電気機器を使用している人
- (2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (3) 心臓に障害のある人
- (4) 温度感覚喪失が認められる人
- (5) 妊娠中、出産直後の人 (6) 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による
- 知覚障害のある人 (7) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんる
- (捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 (8) 施療部位に創傷のある人 (9) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感
- 悪寒、血圧変動など1の強い時期、衰弱しているとき) (10)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (11)背骨に異常のある人、曲がっている人
- (12)椎間板ヘルニア症の人
- (13) 上記以外に特に身体に異常を感じている人
- ●使用しても効果が現れない場合、医師または専門医に相談する。 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターヤル 000 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理で相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

抜いて修理を依頼する。

● うつぶせでは使用しない。

● 必ず交流 100V で使用する。

●次の人は使用しない。

を含む1など)

低温やけどのおそれがあります。

首に使うときは、前方からマッサージしない。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

AC アダプターを抜いて点検修理を依頼する。

● AC アダプターは根元まで確実に差し込む。

守らないと発火や感電の原因になります。

守らないと低温やけどのおそれがあります。

(3) 変形性股関節症などの股関節の悪い人

症状を悪化させるおそれがあります。

● マッサージ以外の目的で使用しない。

また、本体の上で遊ばせない。

事故やけがのおそれがあります。

(4) 使用中に脚のしびれ、だるさを感じた人

● 本体を布などで体に巻きつけてマッサージしない。

● 幼児やお子様、また自分で操作できない人に使わせない。

守らないとけがや感電、低温やけど*のおそれがあります。

* 比較的低い温度(40℃~60℃)でも、長時間皮膚の同じ

動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに

● ヒーターを使用するときは、長時間触れないようにする。

(1) 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓

(2) 急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症の人

[寒栓] 症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性動脈りゅう

-(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症

箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談 対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただき ます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただ いております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関す るお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理で相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ● 地区、時間帯によって 集市修理で担談の口に転送させていただく担合がでざいます。

・地区・時间帝によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合かごさいます。			
北海道 地区 東北地区	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃 木	25 (028) 689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。 発火や感電の原因になります。 ● AC アダプターがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない。 感電やショート・発火・故障の原因になります。 ● 変圧器による使用はしない。 禁止 事故や感電の原因になります。 ●本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。 故障や感電の原因になります。 ● 本体を市販のクッションカバーなどに入れて使用しない。 発火・故障の原因になります。 ● ぬれた手で AC アダプターをコンセントから抜き差ししない 感電のおそれがあります。 ぬれ手禁止 ● 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない 発火や感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはお近くのパナソニック修理 分解禁止 ご相談窓口にご相談ください。

● AC アダプターのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

 / 注意 ●使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに 守らないと事故や体調不良をおこす原因になります。 ●同一箇所へのマッサージは1回10分以内にする。 ● コンセントから抜くときはコードを持たず、必ず AC アダプターの

守らないと逆効果や事故やけがの原因になります。 必ず守る

> 本体を持って引き抜く。 ● AC アダプターは指定されたもの (EW-3AO3) を使用する。 守らないと感電やショート・発火・故障の原因になります。

> ● ACアダプターや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを 付着させない。 ● マッサージ使用中に、AC アダプターをコンセントあるいは

本体側からプラグを抜かない。 感電やショート・発火・故障の原因になります。

● 収納時に AC アダプターのコードを本体に巻きつけない。

コードに負担がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります ●他の治療器と同時に使用しない。

●背中、腰、首のマッサージ以外の目的では使用しない。 ● 使用中に眠らない。また、飲酒後の使用はしない。 事故や体調をくずすおそれがあります。

●本体には水などをこぼさない。 感電や故障の原因になります。

● お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。

抜かないと感電ややけどの原因になります。 ● 使用時以外は、AC アダプターをコンセントから抜く。

抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 弥和 00.0120-878-365 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの [87] と [540#] を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*人」ボタンを押してから操作してください。 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

http://club.panasonic.jp/repair/

パナソニック 修理ご相談窓口


電話 ジール 00。0120-878-554

ト記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理で相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749-26-7890 (C) Panasonic Corporation 2011

こんな異常を感じたら



中部地区

近畿地区

大分 ☎(097)556-3815 宮崎 ☎(0985)63-1213

熊本 26 (096)367-6067

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

徳島 ☎(088)624-0253 四国地区 愛媛 🕿 (089)905-7544

長野 ☎(0263)86-9209

静岡 ☎(054)287-9000

愛知 🕿 (052)819-0225

三重 ☎(059)254-5520

滋賀 ☎(077)582-5021

京都 26 (075)646-2123

奈良 ☎(0743)59-2770

和歌山 🏗 (073)475-2984

兵庫 ☎(078)796-3140

鳥取 🕿 (0857)26-9695

米子 26 (0859)34-2129

松江 ☎(0852)23-1128

出票 🕿 (0853)21-3133

浜田 ☎(0855)22-6629

岡山 ☎(086)242-6236

愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 **佐賀 ☎ (0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044

長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分市萩原4丁目8-35 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本市健軍本町12-3

鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島市沖浜2丁日36 **高知 ☎ (088)834-3142** 高知市仲田町2-16

石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地

松本市寿北7丁目3-11

名古屋市瑞穂区塩入町8-10

津市久居野村町字川神421

守山市水保町1166番地の1

大和郡山市筒井町800番地

神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

和歌山市中島499-1

米子市米原4丁目2-33

浜田市下府町327-93

松江市平成町182番地14

岡山市北区野田3丁月20番8号

鳥取市安長295-1

出雲市渡橋町416

京都市南区上鳥羽中河原3番地

静岡市駿河区高松2丁目24-24

富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4

福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14

岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42

大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5

大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 **沖縄 ☎ (098)877-1207** 浦添市城間4丁目23-11 所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

使用を中止し、医師に相談のうえ使用する。

エアーマッサージャー EW-NA52 用 電 源 電源AC100V 50-60Hz

定格•仕様

定格 消費電力 10W (電熱装置の定格消費電力5W) 機械器具(77)バイブレーター 般 的 名 称 家庭用エアマッサージ器 医療機器の種類管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00165000 ア - 圧 力 最大60kPa イ マ - ヒーター 約9 ヒーター約90分、マッサージ約10分

約幅 224×奥行 224×高さ 71mm 約630g ACアダプターコードの長さ 約1.8 m

パナソニック株式会社 製造販売 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル

造 元 日光精器株式会社 造 国日本

あんま、マッサージの代用

11


パナソニック 修理サービスサイト インターネットでのご依頼も可能です。

有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

10

使用目的•効果•効能

各部のなまえ



ご使用される前の準備

必ず、「安全上のご注意」(P2~5)を読んでから、使用してください。 ※取扱説明書をよく読み、スイッチやタイマーなどが正常に動作して いるか確認してから使用してください。 ※しばらく使用しなかった場合も、もう一度正常に動作するか確認 してから使用してください。 1 布地が破れていないか 確認する ⚠警告 小さな破れでも、直ちに使用を中止し ACアダプターを抜いて修理を依頼する。 布地が破れた状態で使用するとけがや 感電、低温やけどのおそれがあります。 2 ACアダプターのプラグを 本体に差し込む 3 ACアダプターを コンセントに差し込む

使いかた

マッサージを使用する場合

マッサージ側を身体に向けて使用してください。



OFF/ON 弱

1動作OFF/ONボタンを 押し、電源を入れる

※弱ランプが点灯し、マッサージ 弱がスタートします。

※動作OFF/ONボタンを押すたびに マッサージの強さが下記のように 切り替わります。



2 マッサージ側を 好みの部位にあてる

約10分後に自動的に 動作が停止します。

※途中で停止したい場合は、 動作OFF/ONボタンを 押してください。




●エアーバッグの位置を確認して、 マッサージしたい箇所にエアーバッグが 当たるように置いてください。 表面を手で触って、可動する部分が エアーバッグです。

●こんな使いかたができます。

椅子に座りながら使う場合


下記の図のように背中や腰に使用できます。

●背中に



腰に

背中、腰に使うときは、 エアーバッグを横に向けて 背骨の両側の筋肉に 当たるようにしてください。



マッサージ感を向上させるために

●できるだけ、背もたれが可動しなし 椅子を使用してください。 ●椅子に深く腰掛け、少し上半身を

反らすようにして体重をかけると マッサージ感が向上します。



寝ながら使う場合

下記の図のように首や背中や腰に使用できます。

●首に



※うつ伏せでのご使用は しないでください。



首に使うときは、 エアーバッグの間に 首が入るように してください。



※寝ながら背中や腰に使用する ときは、クッションなどを使用し 無理な姿勢にならないように 充分に、気をつけてください。

使いかた

ポイントアタッチメントを使用する場合

もっとマッサージ感が欲しいときに使用してください。



ポイントアタッチメント ¬ ●装着のしかた 1ポイントアタッチメント用

挿入口からポイントアタッチ メントを挿入し、エアーバッグ の位置と向きを合わせて装着

※ポイントアタッチメントの着脱は動作を 停止してから行ってください。



22つのポイントが本体の エアーバッグの上に装着 されているか確認する

背中、腰に使うときは、 エアーバッグを横に向けて 背骨の両側の筋肉に

当たるようにしてください。 エアーバッグ



ヒーターを使用する場合



交流 100V

ヒーターOFF/ONボタンを 押し、電源を入れる

※ヒーターランプが点灯します。 ※約5分で表面が温まります。

2 ヒーター側を 好みの部位にあてる

> 電源が切れます。 ※途中で切りたい場合は、 再度ヒーターOFF/ONボタンを 押してください。

約90分後に自動的にヒーターの

●こんな使いかたができます。

・しばらくの間(5~10分程度)同じ部位に当ててください。

※温かさの感覚は体型、マッサージ動作、室温、衣服により異なります。 ※セーターなど、厚手の衣類の上からは温かく感じられないことが あります。






※おなかや、ひざの上でご使用する場合は、ひざ掛け用の毛布などを 本体にかけてご使用いただくと温まりやすくなります。







※ヒーター面がおなかや脚に当たるように置いてください。

使い終わったら

必ず、電源が「切」の状態で行ってください。



1 ACアダプターを コンセントから抜く



● ACアダプターのコードは 束ねて保管してください。



お手入れ・保管について 必ず、電源が「切」の状態でACアダプターをコンセントから外して

行ってください。

●中性洗剤を含ませ、よくしぼった布で軽くふきとってください。 ※シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は絶対使用しないでください。 ※お手入れ後は生地表面が乾いてから使用してください。

●機器の使用後は次の使用に支障のないように清潔にし、湿気の少ない ところに整理して保管してください。

廃棄について

●お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

よくあるご質問

なぜ「使ってはいけないとき」があるのですか?

●発熱時、特に原因不明時は重大な病気かもしれません。

●妊娠中、産後は、ホルモンバランスが崩れています。 以上のような場合は必ず医師と相談のうえ、使用してください。

) 1日何分ぐらい使用してもいいですか?

●マッサージは1日約10分です。

●長時間のご使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激となり、 逆効果となりますので、ご注意ください。

○1か月の電気代はいくらですか?

●1日約10分毎日使用した場合、1か月で約1円(税込み)です。

●ヒーターのみ1日90分毎日使用した場合、1か月で約1.5円(税込み)です。 新電力料金目安単価 22円/kWh(税込み)で計算

〈無料修理規定〉

MEMO

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、

お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近 の修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害

(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷 (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び

(へ)本書のご添付がない場合

(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 あるいは字句を書き替えられた場合

(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

* This warranty is valid only in Japan.

21